

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сборка и монтаж

Изделие может собрать только квалифицированный сотрудник CHIRANA или авторизованная сервисная фирма.

После распаковки устройство очищается и вкладывается в раму наркозного аппарата. Присоединение к контуру пациента осуществляется с помощью полученной надставки (для дыхательных мехов для взрослых или детей) и гофрированных шлангов согласно инструкции по обслуживанию самого наркозного аппарата. При этом необходимо особое внимание уделять монтажу выдыхательного клапана (4)-рис.1. Клапан привинчивается с помощью накидной гайки в резьбу на левой боковой стороне вентилятора, проверяется, достаточно ли хорошо он затянут, чтобы при работе вентилятора не произошло самопроизвольное ослабление. Присоединение выдыхательного клапана к вентилятору и к наркозному аппарату схематически изображено на левой боковой стороне вентилятора над выдыхательным клапаном. Сточный шланг присоединяется к поглотителю с активированным углем или к центральной отсасывающей системе.




Рис.1

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Съемный кожух | 38. Дыхательные мехи пациента |
| 2. Клавиатура устройства | 39. Быстросоединительный элемент мехов пациента |
| 3. Сетевой выключатель | 40. Рукоятка фиксации мехов пациента |
| 4. Выдыхательный клапан | 50. Быстросоединительный элемент катетера давления |




Рис.2

Перед каждым применением вентилятора необходимо в соединении с наркозным аппаратом выполнить следующие испытания:

а). Опробовать работу при параметрах по умолчанию в режиме CMV и PLV.

В режиме CMV и при использовании мехов для взрослых пациентов должно появиться изображение следующих параметров на дисплее и выполнение вентиляции:

- дыхательный объем 0.6 л, дыхательная частота 16 ц.мин⁻¹, соотношение $T_I : T_E = 1:2$, послеинспираторная пауза 0%.

При использовании мехов для детей (и в режиме CMV) должно появиться изображение следующих параметров на дисплее и выполнение вентиляции:

- дыхательный объем 0.1 л, дыхательная частота 20 ц.мин⁻¹, соотношение $T_I : T_E = 1:1$, послеинспираторная пауза 0%.

В режиме PLV и при использовании мехов для взрослых пациентов должно появиться изображение следующих параметров на дисплее вентилятора и выполнение вентиляции:

- дыхательное давление 2 кПа, дыхательная частота 16 ц.мин⁻¹, соотношение $T_I : T_E = 1:2$.

При использовании мехов для детей (и в режиме PLV) должно появиться изображение следующих параметров на дисплее вентилятора и выполнение вентиляции:

- дыхательное давление 2 кПа, дыхательная частота 20 ц.мин⁻¹, соотношение $T_I : T_E = 1:1$.

б). Проводится опробование герметичности дыхательного контура пациента с помощью проведения теста контура пациента способом, который описан в гл. 7.2.3 инструкции по обслуживанию.

в). Проводится опробование работы сигнализации тревоги при сбое сетевого питания следующим образом:

Шнур сетевого привода (6) - рис.3 всунем в сетевую розетку, устройство включим сетевым выключателем (3) - рис.1 и по истечении примерно 5 сек. вынем сетевой шнур из розетки. Сразу же после отсоединения сетевого привода от сети должен зазвучать регулярно прерываемый акустический сигнал тревоги. В то же время погаснут все индикаторы и изобразительные элементы на клавиатуре управления устройства (2) - рис.1.